

Lod från KarAna

Solderpaste.

Lod i pastaform är mycket populärt. Ampuller om 8g lödpasta som används i det praktiska doseringshandtaget. Lodet innehåller flussmedel och bindningsmedel. Enklare blir det inte. Klarar att ligga framme mycket länge utan att torka, dock ska pastan inte ligga för varmt, exempelvis i solljus. Pastaloden är självklart helt kadmiumfria.



Pastalod till silver:

Art.Nr.	Ampull 8g	Löd Temp C
SPSSLEH	Ex Hårt CF75	770
SPSSLH	Hårt CF70	730
SPSSLM	Medel CF56	650
SPSSLV	Vekt CF54	630



Pastalod till 18k Rg:

Art.Nr.	Ampull 8g	Löd Temp C
SPGSLH	Hårt 18KPH	820
SPGSLM	Medel 18KPM	770
SPGSLV	Vekt 18KPS	710

Pastalod till 18k Vg:

Art.Nr.	Ampull 8g	Löd Temp C
SPVSLM	Medel 18KWM	820
SPVSLV	Vekt 18KWS	770
SPVSLEV	Ex Vekt 14KWS	735



Testset med pastalod.

Art.Nr.
SPSSLSET
Innehåller doseringshandtag och silverlod medel.



Doseringshandtag.

Art.Nr.
SPHANDTAG
Snåla inte in på doseringshandtagen, istället för att byta ampull hela tiden, ha en för guld respektive vitguld och silver.

Lösa dosernålar.

Art.Nr.	
SPNÅL03	gul 0,30mm
SPNÅL04	blå 0,40mm
SPNÅL05	turkos 0,50mm
SPNÅL06	rosa 0,60mm



KarAna Ädelmetall

Dental • Guld- & silversmide • Industri

Part of K.A. Rasmussen group

Order@karana.se

042-195800